

enziSurf[®] HIGH

käyttövalmisspray puhdistukseen

multi entsymaattinen
pinnoille
vaikutus

• YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN • LÄÄKINNÄLLINEN LAITE •



enziSurf[®] HIGH




Monietsyminen vaahtoava spray terveydenhuollon pöytien, hyllyjen jne. puhdistukseen (esim. sairaalat, terveysasemat, hoitokodit, lääkinnälliset, hammashoito ja eläinlääkäriklinikat).

- \OAZ]UaZ_` Z]U- Tämä monikäyttöinen tuote puhdistaa minkä tahansa pesätävän pinnan jälkiä jättämättä. Ei aiheuta korroosiota. Yhteensopiva kaikkien materiaalien kanssa. NOPEA - entsyymit rikkovat ja pilkkovat lian mikrooskooppisen pieniin jäämiin jopa 3 miljoonaa kertaa sekunnissa salaman nopeasti!
- «**PUHDISTAA SYVÄLTÄ**» Efficient and effortless removal of visible and invisible organic soil thanks to the enzymes' action.
- «**EHKÄISEE**» The enzymes anti-deposit effect, prevents soil from re-settling too quickly.
- «**LUONNOLLINEN**» Ingredients of natural origin: without phosphates, bleach or ammonia. Offers a healthy alternative to conventional cleaning. Fights odors.

Instructions for use

Cleaning is an essential infection control step

1. Spray directly on the surface to be cleaned. Spread the product using a clean cloth. In case of heavy soiling let it work at least **2 minutes**.
2. Using a damp, clean cloth, wipe off the entire treated surface in order to remove suspended soil.
3. Let dry.




NOTE: make sure to regularly clean the high surfaces in contact with patients. In addition to cleaning, it is recommended to disinfect in order to finalize the decontamination process. Nonetheless, the Superior Health Council recommends using disinfection sparingly in order to fight anti microbial resistance (AMR).

Applications

High surfaces:

- Operating table
- Workplan
- Cages
- Carts
- Door handles
- Chairs
- Sinks
- Desks
- Countertops



Product Characteristics

- Deep clean
- Compatible with all materials
- Highly active enzymatic complex
- Ready to use
- Sweet orange fragrance
- Conservation : 24 months after production
- Biodegradability ≥ 95% (OECD 302B)



Chemical Properties

Appearance: transparent liquid
white foam when sprayed

Precautions

Store in the original container, closed, between +4°C and +25°C
End of life: 24 months after production


Main Components

Composed of ecocertified natural ingredients

Enzymatic complex:



Delivery Units



Entsyymit potilasturvallisuuteen

Contact:
SYMPPIS International Oy
PL 67, 02771 Espoo
puh. 020 735 3333
www.symppis.com - info@symppis.com

onelif-bf.com